

eddada[®]

Tek Kullanımlık Steril Drenler

www.eddamedical.com

CE
2292

Silikon Drenler

- Silikon Flat Drenler 3
- Silikon Blake Drenler 4
- Silikon Redon Drenler 5
- Silikon Toraks Drenler 6
- Silikon Straight Drenler 7
- Silikon Soft Drenler 8
- Silikon T Drenler 9
- Silikon Penroz Drenler 10
- Silikon Sump Drenler 11


edda[®]

HAKKIMIZDA

Tunçel Silikon San. ve Tic. Ltd. Şti. 1991 yılında Ankara merkezli olarak kurulmuştur. 2013 yılına kadar endüstriyel silikon imalatı yapan firmamız, 2013 yılında Türkiye' ye yurtdışından silikon dren, katater, aspirasyon hortumları ve medikal parçaların geldiğini gözlemleyerek Class 10.000 Temiz Odasıyla birlikte bu ürünlerin üretimine **edda**[®] ve **TUNÇEL**[®] markalarıyla başlamıştır. Üretilen tüm ürünler toksik madde içermeyen, kokusuz ve uzun süre dayanım gösterirken, kan, idrar ve tıbbi çözeltilere karşı dirençlidir. Türkiye' de OEM olarak üretilen ürünlerimiz tüm hastanelere sunulmuştur. ISO 13485 ve EEC Belgeleriyle tüm dünya pazarına girmeyi hedeflemekteyiz. Ürünlerimiz bio-uyumluluk testlerini başarıyla tamamlamış, 5 yıllık raf ömrü süresi ve bu süre içerisinde steril özelliğini koruyarak güvenilirliğini göstermektedir. Tunçel Silikon, Türkiye' de medikal silikon ürünler üreten tek ve lider kuruluştur.


SİLİKON FLAT DRENLER

edda®



edda® Silikon Flat Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Flat Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Flat Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Flat Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Flat Dren üzerinde bulunan çok sayıda delik ve drenin sahip olduğu kanallı yapısı, hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.


<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MFD1-05	5 mm	Şeffaf-Beyaz
TS15MFD1-07	7 mm	Şeffaf-Beyaz
TS15MFD1-10	10 mm	Şeffaf-Beyaz
TS15MFD1-13	13 mm	Şeffaf-Beyaz



SİLİKON BLAKE DRENLER


(Yassı Kanallı ve Yuvarlak Kanallı Drenler)

edda®




edda® Silikon Blake Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Blake Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Blake Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Blake Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Blake Drenler sahip olduğu kanallı yapısı sayesinde hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MBD1-9F	9 Fr	Şeffaf-Beyaz	TS15MBD2-24F	24 Fr	Şeffaf-Beyaz
TS15MBD1-15F	15 Fr	Şeffaf-Beyaz	TS15MFD1-30F	30 Fr	Şeffaf-Beyaz
TS15MBD1-21F	21 Fr	Şeffaf-Beyaz			
TS15MBD1-30F	30 Fr	Şeffaf-Beyaz			



SİLİKON REDON DRENLER

edda®




edda® Silikon Redon Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Redon Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Redon Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Redon Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Redon Drenler sahip olduğu kanallı yapısı sayesinde hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MRD1-8F	8 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf	TS15MRD1-16F	16 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf
TS15MRD1-10F	10 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf	TS15MRD1-18F	18 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf
TS15MRD1-12F	12 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf	TS15MRD1-20F	20 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf
TS15MRD1-14F	14 Fr 35-50-90 cm	Şeffaf			



SİLİKON TORAKS DRENLER

edda®




edda® Silikon Toraks Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Toraks Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Toraks Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Toraks Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Toraks Dren üzerinde bulunan çok sayıda delik sayesinde, hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MTD1-9F	9 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-24F	24 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-10F	12 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-26F	26 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-15F	15 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-27F	27 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-16F	16 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-28F	28 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-18F	18 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-30F	30 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-20F	20 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-32F	32 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-21F	21 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-33F	33 Fr - 50 cm	Şeffaf
TS15MTD1-22F	22 Fr - 50 cm	Şeffaf	TS15MTD1-36F	36 Fr - 50 cm	Şeffaf
			TS15MTD1-40F	40 Fr - 50 cm	Şeffaf



SİLİKON STRAIGHT DRENLER

edda®



edda® Silikon Straight Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Straight Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Straight Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Straight Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Straight Dren üzerinde bulunan çok sayıda delik sayesinde hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MSD1-9F	9 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-24F	24 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-10F	12 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-26F	26 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-15F	15 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-27F	27 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-16F	16 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-28F	28 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-18F	18 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-30F	30 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-20F	20 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-32F	32 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-21F	21 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-33F	33 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD1-22F	22 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD1-36F	36 Fr - 90 cm	Şeffaf
			TS15MSD1-40F	40 Fr - 90 cm	Şeffaf



SİLİKON SOFT DRENLER

edda®





edda® Silikon Soft Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Soft Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Soft Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Soft Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Soft Dren üzerinde bulunan çok sayıda delik sayesinde hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>	<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MSD3-9F	9 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-24F	24 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-10F	12 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-26F	26 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-15F	15 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-27F	27 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-16F	16 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-28F	28 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-18F	18 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-30F	30 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-20F	20 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-32F	32 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-21F	21 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-33F	33 Fr - 90 cm	Şeffaf
TS15MSD3-22F	22 Fr - 90 cm	Şeffaf	TS15MSD3-36F	36 Fr - 90 cm	Şeffaf
			TS15MSD3-40F	40 Fr - 90 cm	Şeffaf





SİLİKON SUMP DRENLER

edda®




edda® Silikon Sump Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Sump Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Sump Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Sump Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Sump Dren üzerinde bulunan çok sayıda delik ve kanallı yapısı, hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MSD2-2	2 Yollu	Şeffaf
TS15MSD2-3	3 Yollu	Şeffaf



SİLİKON T DRENLER

edda®



edda® Silikon T Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. T Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. T Drenlerimiz radyopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. T Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. T Drenler üzerindeki iki bağlantısı çıkışı sayesinde hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır.

<u>Ref. No.</u>	<u>Ölçü</u>	<u>Renk</u>
TS15MTD2-10F	9 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-12F	12 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-14F	15 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-16F	16 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-18F	18 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-20F	20 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-22F	21 Fr	Şeffaf
TS15MTD2-24F	22 Fr	Şeffaf

SİLİKON PENROZ DRENLER

edda®



edda® Silikon Penroz Drenleri ameliyat sonrası insan vücudundan pis kanı, irini ve vücut sıvılarını hastadan uzaklaştırmak için kullanılır. Ürünlerimiz hastaya zarar vermemesi için yumuşak ve %100 medikal uyumlu silikondan imal edilmektedir. Penroz Drenler kink oluşumunu engellemek için tasarlanmıştır. Penroz Drenlerimiz radyoopak çizgisi sayesinde X-Ray ışınlarında rahatlıkla görülebilmektedir. Penroz Drenler yüksek mukavemet gösteren silikondan imal edilmiştir. Doktorlar ürünü hastadan rahatlıkla çıkarabilmektedirler. Penroz Dren sahip olduğu kanallı yapısı sayesinde hastadan sıvıların uzaklaştırılmasına yardım etmektedir.

Ref. No.	Ölçü	Renk	Ref. No.	Ölçü	Renk
TS15MPD1-05	5 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD2-10	10 mm - Yassı - 35 cm	Şeffaf
TS15MPD1-06	6 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD2-10	20 mm - Yassı - 35 cm	Şeffaf
TS15MPD1-08	8 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD2-10	30 mm - Yassı - 35 cm	Şeffaf
TS15MPD1-10	10 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD3-10	10 mm - Yassı - 45 cm	Şeffaf
TS15MPD1-12	12 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD3-10	20 mm - Yassı - 45 cm	Şeffaf
TS15MPD1-15	15 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD3-10	30 mm - Yassı - 45 cm	Şeffaf
TS15MPD1-19	19 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD4-10	10 mm - Yassı - 50 cm	Şeffaf
TS15MPD1-25	25 mm - Yuvarlak - 30 cm	Şeffaf	TS15MPD4-10	20 mm - Yassı - 50 cm	Şeffaf
			TS15MPD4-10	30 mm - Yassı - 50 cm	Şeffaf

edda®

edda® bir TUNÇEL SİLİKON markasıdır.



TUNÇEL

SİLİKON SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

TUNÇEL SİLİKON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : 1537. Sokak No. 33 İvedik O.S.B.
Yenimahalle/Ankara/Turkey

Tel : +90 312 394 02 92

Fax : +90 312 394 02 97

Web : www.eddamedical.com
www.tuncelsilikon.com.tr

e-Mail: edda@eddamedical.com
info@tuncelsilikon.com.tr



/eddamedical



@eddamedical



/eddamedical



edda@eddamedical.com



www.eddamedical.com